

- साबुन और गुनगुने पानी के साथ कान का साँचा साफ करें ।
- इसे ध्यान से सुखाएँ और ट्यूबिंग से नमी को दूर करने के लिए कान का साँचे में हवा धौकनी का उपयोग करें ।
- कान के साँचे को एक रात के लिए सूखने दे और अगली सुबह श्रवणयंत्र को पुनः साँचे से जोड़ ले ।
- कान के साँचे, हवा ब्लोवर, मोम पदच्युत उपकरण, श्रवणयंत्र ह्यूमिडिफायर्स और अन्य सामग्री अपने कान के साँचे तकनीशियन / ऑडियोलॉजिस्ट के पास उपलब्ध होगी ।

यदि आप कोई प्रश्न हैं, कृपया हमें तुरंत संपर्क करें ।

All India Institute of Speech and Hearing  
Department of Audiology  
Manasagangothri, Mysore - 570006

Phone no : (0821)- 0821-2502000, 2502100, 2502704

Toll free no : 1800 425 5218

Email : director@aiishmysore.in

Website: www.aiishmysore.in

Working hours : 9:00 am - 5:30 pm Monday to Friday  
(Except on Central Govt. Holidays)

Developed by: Vivek A, Jayaram, M.T,

Dr. Ajith Kumar U, R. Rajalakshmi

Translated by: Chandni Jain, R. Rajalakshmi

कान के साँचे के बेहतर उपयोग के लिए



अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान

श्रवण विज्ञान विभाग

मानसगंगोत्री, मैसूर 570 006

## कान के साँचे के बेहतर उपयोग के लिए


कान का साँचा एक प्लास्टिक या सिलिकॉन प्रविष्टि है, जो कि श्रवणयंत्र के रिसीवर की सहायता से प्रवर्धित ध्वनि कान की नली और कान की झिल्ली तक पहुँचाता है।



दाएँ और बाएँ कान का साँचा

कान के साँचे श्रवणयंत्र में पहनने के दौरान दो प्रकार के होते हैं (1) ऍनालाग श्रवणयंत्र और (2) डिजिटल श्रवणयंत्र

(1) कान के साँचे के साथ ऍनालाग श्रवणयंत्र



(2) कान के साँचे के साथ डिजिटल श्रवणयंत्र



आप अपने कान का साँचे को साफ़ रखे और उन्हें सुरक्षित रूप से रखे।

- जब भी आप कान के साँचे को निकाले, उसे एक नरम कपड़े से साफ़ करें।
- कान के साँचे की नली में मैल तो जमा नहीं है यह जाँच करें। अगर मैल मौजूद है तो धीरे से एक पाइप क्लीनर से या टूथपिक या वैक्सटूल से मैल हटा दे। कान के साँचे को किसी नोकदार वस्तु के साथ नहीं कोंचे। कान के साँचे को साफ़ रखने से मैल को भी रोका जा सकता है।
- कान के साँचे की सफाई के लिए, श्रवणयंत्र की ट्यूबिंग और श्रवणयंत्र को अलग किया जाना चाहिए।